

BassiLogic™

ラインナップ

size collar 25 ■ 30 ■ 35 ■ 40 ■ 15 ■ Taper collar .01 □ .03 ■ .05 ■ .06 ■ .08 ■ ※15根管使用した場合

BassiLogic™ は、すべて1本あたり **880円**!! 1根管あたり **59円**の経済性!!

Glidepath		先端に刃が無いので、グライドパス形成時にレジジ・ジップが起きにくい形状です。		推奨トルク (Ncm) 1		
グライドパス				回転数 (rpm) 350		
No.	サイズ	テーパ	長さ	入数	標準価格	注文数
1	.25	.01	21	4	¥3,520 /ケース	
2	.30			4	¥3,520 /ケース	
3	.35			4	¥3,520 /ケース	
4	.40			4	¥3,520 /ケース	
5	.25	.01	25	4	¥3,520 /ケース	
6	.30			4	¥3,520 /ケース	
7	.35			4	¥3,520 /ケース	
8	.40			4	¥3,520 /ケース	

Glidepath		先端に刃のついたタイプ。複雑根管・石灰化・狭窄根管に。		推奨トルク (Ncm) 2		
ジョーカーファイル				回転数 (rpm) 350~600		
No.	サイズ	テーパ	長さ	入数	標準価格	注文数
9	.15	.03	21	4	¥3,520 /ケース	
10	.15	.05		4	¥3,520 /ケース	
11	.15	.03	25	4	¥3,520 /ケース	
12	.15	.05		4	¥3,520 /ケース	

Glidepath -AL		グライドパス導電タイプです。ALタイプは#25・#30共ボディ色はゴールドカラー。マーカ部分がサイズを表します。		推奨トルク (Ncm) 1		
				回転数 (rpm) 350		
No.	サイズ	テーパ	長さ	入数	標準価格	注文数
13	.25	.01	21	4	¥3,520 /ケース	
14	.30			4	¥3,520 /ケース	
15	.25	.01	25	4	¥3,520 /ケース	
16	.30			4	¥3,520 /ケース	

Retreatment		リトリートメントキット		推奨トルク (Ncm) 1.5		
		テーパ .06		回転数 (rpm) 350~600		
		テーパ .08 / .10		推奨トルク (Ncm) 4		
				回転数 (rpm) 600~900		
No.	サイズ	テーパ	長さ	入数	標準価格	注文数
34	.20	.06	21	3本アソート	¥2,640 /ケース	
	.25	.08				
	.30	.10				
35	.20	.06	25	3本アソート	¥2,640 /ケース	
	.25	.08				
	.30	.10				

ご注文用紙

合計金額 _____ 円 (税別)

歯科医院名: _____

医院電話番号: _____

お名前: _____

支店名: _____

歯科材料店名: _____

(営業担当: _____)

[発売元]株式会社ビーエスエーサクライ 〒468-0022名古屋市中白区高島一丁目117番地1 TEL.052-805-1181 FAX.052-805-1182

Shaping		シェイピング		推奨トルク (Ncm) 2		
				回転数 (rpm) 350~950		
No.	サイズ	テーパ	長さ	入数	標準価格	注文数
17	.25	.03	21	4	¥3,520 /ケース	
18	.30			4	¥3,520 /ケース	
19	.35			4	¥3,520 /ケース	
20	.40			4	¥3,520 /ケース	
21	.25	.03	25	4	¥3,520 /ケース	
22	.30			4	¥3,520 /ケース	
23	.35			4	¥3,520 /ケース	
24	.40			4	¥3,520 /ケース	

Shaping		シェイピング		推奨トルク (Ncm) 4		
				回転数 (rpm) 600~950		
No.	サイズ	テーパ	長さ	入数	標準価格	注文数
25	.25	.05	21	4	¥3,520 /ケース	
26	.30			4	¥3,520 /ケース	
27	.35			4	¥3,520 /ケース	
28	.40			4	¥3,520 /ケース	
29	.25	.05	25	4	¥3,520 /ケース	
30	.30			4	¥3,520 /ケース	
31	.35			4	¥3,520 /ケース	
32	.40			4	¥3,520 /ケース	

Practice SET プラクティス セット

異なるサイズのお得な **4本アソートセット** スターターキット

他社ロータリーファイルご使用の先生のために、お得なスターターキット プラクティスセットをご用意しました。

No.	サイズ	長さ	テーパ	入数	標準価格	注文数
33	.25	21	.01	1	¥3,540 /ケース	
	.30			1		
	.25	21	.05	1		
	.30			1		

しなやかでシャープ。驚くべき切れ味と耐久性を先生ご自身でご体感ください!!

先生お持ちのロータリーファイルの常識が必ず変わります。

2019.11/1~12/27 の期間中 **¥3,520** /ケース **大特価**

●商品名: パシロジック ●一般名称: 電動式歯科用ファイル

●認証番号: 301AKBZX00025000

既存のロータリーファイルにご満足できない先生、更なる効率化・安全性そして経済性をお望みの先生にぜひお使い頂きたいそれが **BassiLogic** です。

不可能が可能になる!!

根管内で破折したファイルを容易に取り除くことができるベスト インストゥルメント

それが **B**roken **T**ool **R**emover **btrPen** ビーティーアールペン



破折ファイルを **正確**につかみ **確実に**除去

操作はカンタン!! **3ステップ**



チップは **4種類**

- 業界で最も細いチップです。 **φ0.2mm 径** 近日発売
ワイヤー直径φ0.0254mm
- 標準品 **φ0.3mm 径**
ワイヤー直径φ0.0762mm 引っ張り強度 1.5kg
- φ0.4mm 径**
ワイヤー直径φ0.085mm 引っ張り強度 2.0kg
- φ0.5mm 径**
高い引張強度の必要な症例に
ワイヤー直径φ0.1mm 引っ張り強度 2.3kg

- ベルギーの歯科医師によって設計された、あらゆる根管に使えるシングルツールシステムです。
- 高い防腐蚀性を持つ外科用スチール。繰り返しのオートクレーブ滅菌に対しても高い耐久性を有します。
- スリムなペンタイプで視野の確保がやすく、臼歯部へのアクセスも容易です。
- φ0.3mm径の標準チップ内を通る「Nitinol」ワイヤーは直径φ0.0762mmと髪の毛の太さながら、引っ張り強度 1.5kgと究極の耐久性を持つ最先端の形状記憶合金ワイヤーです。
- 標準チップは、φ0.3mm径 (30G) 極細&高弾性チップの為、狭く曲がった根管へのアクセスも容易です。



BTR PEN セット

セット内容

- TR PEN ツール- 1個
- BTR PEN キャリブレーター- 1個
- ループ付き BTR PEN チップ- 5個 (φ0.3mm径)
- BTR PEN スプリング (ソフトおよびハード)- 2個 (サードスプリング、ミディアム、ツールに取り付けられています)
- BTR PEN Oリング- 3個

●歯科根管内異物除去器具セット
●届出番号: 2308200017000284

標準価格 **¥99,800**

MADE IN Poland

先端チップ

～チップ選択基準～

①根管の大きさ ②破折したファイルの位置 ③ファイルの状態 (根管壁に食い込んでいる、引っかかっているだけ等) の3点を確認し決定します。

φ0.2mm チップ ¥4,800	φ0.4mm チップ ¥4,800
φ0.3mm チップ ¥4,800	φ0.5mm チップ ¥4,800

詳しくは btr-pen.com 臨床動画をご覧ください。

