


ワンフィル One-Fil®



BSAワンフィル シリーズは、カルシウムを主成分としたMTA系(Mineral Trioxide Aggregate)のバイオセラミック覆髄材です。混和工程が不要な1ペーストプレミックスタイプで、優れた濡れ性により塗布が容易です。高い放射線不透過性を持ち、優れた生体親和性で微小浸潤層を封鎖し、歯質の再石灰化を促進するバイオアクティブな特性を持っています。用途に応じて、フロータイプの『ワンフィル』とパテタイプの『ワンフィル パテ』の2タイプからお選びいただけます。

- ① 高いX線不透過性 ② 高い生体親和性 ③ 高い濡れ性 ④ pH13の高い除菌性
⑤ 高い封鎖性 ⑥ 高い寸法安定性 ⑦ 高コストパフォーマンス

バイオセラミックペーストがこの価格!!

カルシウムベースの プレミックス バイオセラミック ペースト

ワンフィル One-Fil®

Calcium Silicate Based Bioceramic Paste

物理的性質表	
pH	13
硬化時間	水分と反応後30分
完全硬化時間	3.5時間以内
流動性	26
溶解度(%)	<1.1
放射線不透過性(mmAl)	9

● 一般名称: 歯科用覆髄材料(管理)
● 認証番号: 307AKBZX00024000

プレミックス フロータイプ
1ペースト材

商品コード	セット内容	入数	標準価格
9071	2gシリンジ×1 チップ×10本	1ケース	¥5,800 /ケース (税別)



製造元
MDclus
MEDICLUS CO., LTD.

カルシウムベースの プレミックス バイオセラミック パテ

ワンフィル パテ One-Fil® Putty

Calcium Based Bioceramic Putty



パテタイプの覆髄材です。プレミックスタイプなのでシリンジから出してそのままお使いいただける為、手間がありません。また、術者の習熟度にも影響されず、安定した操作性が確保いただけます。

**初期硬化 5 分のため出血部位にも
お使い頂けます。**

物理的性質表	
pH	13
硬化時間	水分と反応後5分
完全硬化時間	1時間以内
溶解度(%)	<1.3
放射線不透過性(mmAl)	10

● 一般名称: 歯科用覆髄材料(管理)
● 認証番号: 307AKBZX00025000

プレミックス パテタイプ
1ペースト材

商品コード	セット内容	入数	標準価格
9072	0.25gシリンジ×4	1ケース	¥3,800 /ケース (税別)



製造元
MDclus
MEDICLUS CO., LTD.