

**New** サッと拭け、  
**いっさい汚れを素早くキレイにかき落とす!!**  
 世界の医療施設で使われる、掃除が楽々クリーニングクロス  
**スキットワイプ**  
 厚手のクロスで耐久性抜群!!  
 洗ってくり返し使える!!  
 表面の凹凸が汚れをキャッチ! 約140×220mm大判サイズで手首までスッポリ。  
 手袋のようにはめて使えるので細かな場所や複雑な形状もしっかりと拭き取ります。  
 1枚あたり **8円!!** レンジフードのギトギト油汚れにもためらわず使えます!! 年末大掃除にも大活躍!!

BSA  
 140mm

除菌洗浄剤スマッシュと一緒に使えばイロイロ便利!!

小器械の清掃・除菌に  
 ユニット回りの拭き掃除に  
 洗浄後のインスツルメント類の水分除去に

強力な洗浄力マルチに使える  
 ※1 コロナにも有効

クリーニングクロス  
**スキットワイプ**  
 サイズ: 140×220mm  
 標準価格 50枚入 **400円**

2倍希釈で スピトン周辺の清掃  
 パイプクリーナーとしてお使いいただける

**Smash 2本お求め頂きますと**

これ1本でユニット・床拭き用掃除からミラー・ピンセットなどの  
 歯科器具用の洗剤としてもマルチに使える!!  
 器材にやさしい中性洗剤なのにアルカリ洗剤と同等の強力な洗浄力と除菌力。  
**殺菌レベルの除菌性能!!** 新型コロナウイルスに有効な界面活性剤  
 「アルキルアミンオキドを配合」  
 300倍まで薄めて使える**低コスト!!** 期間: 2020.11.16~12.25迄

1本5L入 標準価格 2,800円

**もれなく5点  
 2,120円相当  
 プレゼント**

スキットワイプ 標準価格 50枚入 (1パック) **400円**  
 花王ラクラク希釈ポンプ **461円** (×2本)  
 用途別に希釈を使い分けスマッシュ専用  
 つめかえスプレー容器 **399円** (×2本)

**クリアだからリアル**  
**Dr.Silicon® Clear Bite**  
 ドクターシリコンクリア バイト

高い透明度で視認性UP

■特長  
 ・咬合状態を視目で確認しながら咬合採得ができます。  
 ・透明度の高い色調のため咬合状態がクリアーに確認できます。  
 ・チキントロピー性に優れ、口腔内で垂れずに操作できます。  
 ・弾性を抑え、寸法安定性に優れた咬合採得が行えます。

■特長を生かした使用例  
 ■プロビジョナルレステーション製作

矯正 (歯橋法でのブラケットのトランスファー)

物理的性質表  
 操作余裕時間 30秒  
 口腔内硬化時間 2分  
 ショアA硬度 72  
 JIS T8513による参考データ

包装: カートリッジ50ml×2  
 ミキシングチップL×6

標準価格 1箱 **2,900円** (税別)

分類: 一般医療機器 一般的名称: 歯科咬合採得用材料 届出番号: 23BB2X00017000210

**Dr.Silicon® の特性**

1. 超親水性のビニールシリコンです。
2. 高い弾力性・引裂強度
3. 優れたチキントロピー性タレが少なく好印象
4. 優れた寸法安定性

**DENTKIST**  
 デンキストは人気のシリコン印象材  
 「ドクターシリコン」やヒット商品の光重合印象材  
 「クイックス」などでおなじみのメーカーです。

デンキストは韓国トップの国立研究開発機関 KIST (Korea Institute of Science and Technology) が産みの親。ここでは日々、世界中から集められた優秀な研究者・技術者らにより、国家プロジェクトはもちろんあらゆる分野で最先端の研究開発が行われている韓国最強の頭脳集団と言われています。このキストからデンタルでの最先端研究を行うために設立されたのがデンキスト。その製品は世界60カ国以上で高い評価を得ています。

**Dr.Silicon® レギュラー** 混和後色  
 物理的性質表  
 操作余裕時間 2分  
 口腔内硬化時間 3分10秒  
 硬度 57  
 JIS T8513による参考データ  
 認定番号: 222AKBZX00019000  
 ●セット内容: カートリッジ50ml×2, ミキシングチップSS×6  
 標準価格 1箱 **2,200円** (税別)

**Dr.Silicon® レギュラーHV (ハイボタ)** 混和後色  
 物理的性質表  
 操作余裕時間 2分  
 口腔内硬化時間 3分10秒  
 硬度 60  
 JIS T8513による参考データ  
 認定番号: 222AKBZX00019000  
 ●セット内容: カートリッジ50ml×2, ミキシングチップSS×6  
 標準価格 1箱 **2,200円** (税別)

**Dr.Silicon® バイト** 混和後色  
 人気商品  
 物理的性質表  
 操作余裕時間 25秒  
 口腔内硬化時間 40秒  
 硬度 90  
 JIS T8513による参考データ  
 届出番号: 23BB2X00017000210  
 ●セット内容: カートリッジ50ml×2, ミキシングチップSS×6  
 標準価格 1箱 **2,400円** (税別)

**Dr.Silicon® インジェクション** 混和後色  
 物理的性質表  
 操作余裕時間 2分  
 口腔内硬化時間 3分10秒  
 硬度 69  
 JIS T8513による参考データ  
 認定番号: 225AKBZX00041000  
 ●セット内容: カートリッジ50ml×2, ミキシングチップSS×6  
 標準価格 1箱 **2,200円** (税別)

**Dr.Silicon® インプラント** 混和後色  
 物理的性質表  
 操作余裕時間 2分  
 口腔内硬化時間 3分10秒  
 硬度 69  
 JIS T8513による参考データ  
 認定番号: 225AKBZX00041000  
 ●セット内容: カートリッジ50ml×2, ミキシングチップSS×6  
 標準価格 1箱 **2,400円** (税別)

**Dr.Silicon® デンチャー** 混和後色  
 物理的性質表  
 操作余裕時間 2分  
 口腔内硬化時間 4分10秒  
 硬度 50  
 JIS T8513による参考データ  
 認定番号: 225AKBZX00040000  
 ●セット内容: カートリッジ50ml×2, ミキシングチップSS×6  
 標準価格 1箱 **2,400円** (税別)

**Dr.Silicon® パテ** 混和後色  
 物理的性質表  
 操作余裕時間 1分  
 口腔内硬化時間 3分00秒  
 硬度 80  
 JIS T8513による参考データ  
 認定番号: 222AKBZX00019000  
 ●ベース: キャタリスト×各280g×2, 計量スプーン×2  
 標準価格 1箱 **4,400円** (税別)

期間: 2020.11.16~12.25迄

**クリアバイトが お得に NEWS お試し頂けます!!**

今なら BSA の人気商品 **Dr.Silicon® バイト** を 1箱と **Dr.Silicon® クリアバイト** 1本を セットにしたお得な「**お試しキャンペーンセット**」をご用意!!  
 キャンペーンセット価格は材料店様へお尋ねください。  
 ※セットのクリアバイトにはミキシングチップは付属しません。