


# End Dry

エンドドライ

エンドドライは、エジェクターユニットに接続することで、エジェクターで極細ニードルが使用できるようになり、細い根管内の水分を素早く吸引出来るホルダーです。

■ユニットの排唾管差し込み口がゴム状の物にお使いいただけます。



■付属のディスポニードル他、今お使いのニードルも接続できます。

- セット内容
- エンドドライ ×3本 (オートクレープ可)
  - クリーンニードル曲 24G×50本付 ※ニードルはディスポです。



1セット 標準価格 **¥2,980**

■カーブタイプのディスポザブルチップが50個付属しています。

■ニードルを使用しない場合は BSA カラーエジェクターをそのまま装着頂けます。

クリーンニードルの情報はこちら

今だけ!  
エンドドライ Go to キャンペーン

期間中、下記の BSA ジェットニードル E.O (100本入り1箱) 又は クリーンニードル (50本入り1パック) をお求め頂きますと、エンドドライ 1本もれなくプレゼント致します!!

キャンペーン期間: 2020.11.16~12.25迄



— 関連製品 —

E.O ガス滅菌済ニードル ジェットニードル E.O

## JET Needle E.O



商品コード	サイズ	カラー	入数	標準価格
490731	27G(針径φ0.4mm)	グレー	100本	¥1,000/箱 (税別)
490732	25G(針径φ0.5mm)	オレンジ	100本	
490733	22G(針径φ0.7mm)	ブラック	100本	

STERILE EO



滅菌済みで  
このお値段  
1本 **10円**

## Color Ejector



形状を自由に曲げられるディスポザブル排唾チューブです。先端チップがソフトでなめらかなので患者様の不快感を軽減します。

●サイズ: 147mm×φ6.5mm ●チューブ材質: ポリ塩化ビニル / スチールワイヤー (同軸加工) ●チップ部: ソフトシリコン ●製造番号: 2382X00017000231



商品コード	カラー	入数	標準価格
490124	ライトブルー	100本	¥500 /袋 (税別)
490125	ブルー		
490128	グリーン		
490129	イエロー		
490133	レッド		
490126	ホワイト		
490127	クリア		

1本 **5円** の経済性

BSA より新発売

# 究極 Ultima

という名の常温重合レジン

Temporary crown and bridge resin ウルティマ



EVOPLY

ウルティマは日本・ヨーロッパ・アメリカ(シグマ・アルドリッチモーク製)の原材料のみを使用し、世界各国で使われ高いシェアを誇る今話題のEVOPLY社製 常温重合レジンです。

- 適切な粘度バランスとポリマーコーティングテクノロジーによる高い審美性優れた機械的物性。テンポラリークラウンからプロビジョナルストレーションまで幅広くご使用いただけます。
- 筆積みしやすく、また練和開始 45~60秒でモチ状となり、付形操作時間が長くその後シャープに硬化。チェアタイムの短縮に役立ちます。
- 低収縮のため、すぐれた適合性。低発熱・低臭気性で患者様の負担も低減致します。
- 硬化後の硬度が高く、表面光沢・色調が長期にわたり持続します。



■練和から硬化までの目安時間

状態	目安時間
泥状	0分
モチ状	1分
ゴム状	2分
硬化	3分

●45~60秒でモチ状に ●95~110秒でゴム状に ●約180秒で硬化します。

### Ultima スタANDARDキット



【セット内容】  
●パウダー-A2-A3-B1-C3各45g×1本  
●リキッド100ml×1本  
●シリコンカップ×1個  
●スポイト×1本

1セット 標準価格 **¥6,800**

### Ultima 単品



【色調】 A2-A3-B1-C3

パウダー 1本 45g 標準価格 **¥1,500**

リキッド 1本 100ml 標準価格 **¥1,800**

素早い浸透力と強力な溶解力!!

## 即重レジン 溶解剤 ミラクイック新発売

- 固着した即重レジンの除去に。
- 研磨用ルーージュの除去に。
- ワックス、PMMA系レジンセメント、ユーゾールセメントの溶解・除去に。

1本 100ml 標準価格 **¥600**

